

Kit cirúrgico Ancorfix®

SISTEMAS DE MINIPLACAS
PARA ANCORAGEM ORTODÔNTICA








powerd by
 **cpmh**

+55 (61) 99658-880 | cpmhdigital.com







| | Cód. | Produto |
|--|-------------|--|
| | A920.153-D3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem T3 Furos - Direita Longa |
| | A920.153-D4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem T3 Furos - Direita Extra Longa |
| | A920.153-E3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem T3 Furos - Esquerda Longa |
| | A920.153-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem T3 Furos - Esquerda Extra Longa |
| | A920.165-D3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem L2 Furos - Direita Longa |
| | A920.165-D4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem L2 Furos - Direita Extra Longa |
| | A920.165-E3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem L2 Furos - Esquerda Longa |
| | A920.165-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem L2 Furos - Esquerda Extra Longa |
| | A920.162-D3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Y3 Furos - Direita Longa |
| | A920.162-D4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Y3 Furos - Direita Extra Longa |
| | A920.162-E3 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Y3 Furos - Esquerda Longa |
| | A920.162-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Y3 Furos - Esquerda Extra Longa |
| | A920.156-03 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem TY 30 graus 3 Furos - Longa |
| | A920.156-04 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem TY 30 graus 3 Furos - Extra Longa |
| | A920.156-03 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem TY 30 graus 3 Furos - Longa |
| | A920.156-04 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem TY 30 graus 3 Furos - Extra Longa |



| | Cód. | Produto |
|---|--|---|
|  | A920.158-D3 A920.158-D4 A920.158-E3 A920.158-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T3 Furos - Direita Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T3 Furos - Direita Extra Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T3 Furos - Esquerda Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T3 Furos - Esquerda Extra Longa |
|  | A920.167-D3 A920.167-D4 A920.167-E3 A920.167-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio L2 Furos - Direita Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio L2 Furos - Direita Extra Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio L2 Furos - Esquerda Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio L2 Furos - Esquerda Extra Longa |
|  | A920.164-D3 A920.164-D4 A920.164-E3 A920.164-E4 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio Y 3 Furos - Direita Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio Y3 Furos - Direita Extra Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio Y3 Furos - Esquerda Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio Y3 Furos - Esquerda Extra Longa |
|  | A920.161-03 A920.161-04 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T 30 graus 3 Furos - Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T 30 graus 3 Furos - Extra Longa |
|  | A920.160-03 A920.160-04 | Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio T Y 45 graus 3 Furos - Longa Placa 2,0 Standard - Ancoragem Trava Fio TY 45 graus 3 Furos - Extra Longa |



| | Cód. | Produto |
|---|---|--|
|  | A920.501-05 | Parafuso 2,0 mm x 05 mm auto perforante |
| | A920.501-07 | Parafuso 2,0 mm x 07 mm auto perforante |
| | A920.501-08 | Parafuso 2,0 mm x 08 mm auto perforante |
| | A920.501-10 | Parafuso 2,0 mm x 10 mm auto perforante |
| | A920.501-12 | Parafuso 2,0 mm x 12 mm auto perforante |
|  | A920.502-05 | Parafuso 2,0 mm x 05 mm macheante |
| | A920.502-07 | Parafuso 2,0 mm x 07 mm macheante |
| | A920.502-08 | Parafuso 2,0 mm x 08 mm macheante |
| | A920.502-10 | Parafuso 2,0 mm x 10 mm macheante |
| | A920.502-12 | Parafuso 2,0 mm x 12 mm macheante |
|  | A920.503-05 | Parafuso 2,3 mm x 05 mm macheante (emergência) |
| | A920.503-07 | Parafuso 2,3 mm x 07 mm macheante (emergência) |
| | A920.503-08 | Parafuso 2,3 mm x 08 mm macheante (emergência) |
| | A920.503-10 | Parafuso 2,3 mm x 10 mm macheante (emergência) |
| | A920.503-12 | Parafuso 2,3 mm x 12 mm macheante (emergência) |
|  | MM3002 | Alicate Conformador Trident 1.5/2.0 |
| | MM3003 | Alicate Plano 1.5/2.0 mm |
| | MM3079 | Estojo com tampa Ancoragem |
| | MM3025 | Broca com Stop Ø 1.1 x 5 x50 mm |
| | MM3001 | Pinça Angulada 18 cm |
| | MM3017 | Chave de mão 1.5/2.0 |
| | MM3042-2 | Conexão Cruciforme 1.5/2.0 média |
| OPCIONAL | | |
| MM 3042-1 | Chave descartável completa (CABO + PONTA) | |

