



Pessoas são diferentes umas das outras.

Conheça as opções:

Sob Medida: 10 milhões de tamanhos para 10 milhões de pessoas!

Standard: 3 tamanhos para 10 milhões de pessoas!

Prótese projetada conforme as necessidades do paciente.

SOB MEDIDA

STANDARD

Prótese padrão, modelo para todos.

Sob Medida

[Sob·Me·di·da]

- 1 Prótese modificada para cada um;
- 2 Tratamento personalizado;
- 3 Individualizado



POLIETILENO FUNDIDO

Sistema único mais seguro, sem risco de deslocamento

POLIETILENO COM VITAMINA E

Proteção oxidativa, reduzindo degradação e resposta inflamatória

TRATAMENTO SLA COM TRABECULOS

Propicia osseointegração

BATENTE ANTERIOR E POSTERIOR

Evitam luxação do sistema



PARAFUSOS LOCKING

Maior estabilidade na fixação

Standard

[stand . ard]

- 1 prótese padrão, modelo, projeto na norma;
- 2 sem características especiais; usual, normal



Prótese de ATM intercambiável locking
Anvisa 80859840212

DIFERENCIAIS:

- Dispositivos de perfuração, osteomia e planificação da fossa;
- Intercambiável com diversidade de medidas da fossa, corpo mandibular e cabeça articular;
- Polietileno com vitamina E;
- Fossa de titânio com encaixe sinterizado no polietileno.



ATA ATM STANDARD

Análise tridimensional anatômica da tomografia para apoiar na decisão do tamanho da prótese standard a ser utilizada e junto, você receberá os respectivos dispositivos de perfuração e planificação.

saiba mais



negocios@cpmh.com.br | 61 3028 8858 | 61 99946 8880 | cpmhdigital.com.br

